

# SONOCHECK

## ÜBERPRÜFUNG DER ULTRASCHALLENERGIE BEI DER AUFBEREITUNG VON CHIRURGISCHEN INSTRUMENTEN

---

**Eigenschaften:**

- Überprüfung der Ultraschallenergie
- Gebrauchsfertiger Test mit sofortigem Ergebnis
- Farbwechsel von Grün nach Gelb
- Einfacher Gebrauch

**Funktion:**

Der Reinigungseffekt im Ultraschallbad basiert auf Kavitation. Der Farbwechsel von SonoCheck wird durch eine Kavitation ausgelöste Reaktion herbeigeführt.

**Anwendung:**

SonoCheck zeigt die Ultraschallenergie während der Instrumentenreinigung an. Daneben kann im Funktionstest auch die Leistung der einzelnen Schwinger überprüft werden.

**Auswertung & Lagerung:**

Ein zu langsamer Farbwechsel zeigt mangelhafte Energie, beispielsweise durch Probleme mit Beladung, Füllhöhe oder Entgasung an. Fehlende Ultraschallenergie wird durch einen fehlenden Farbwechsel angezeigt.

Haltbarkeit: 12 Monate

**Art.Nr.: 30550-30**  
**30 Stück**

