

TOSI®-FLEXICHECK

KONTROLLE DER REINIGUNGSLEISTUNG VON ENDOSKOPWASCHAUTOMATEN

Flexible Endoskope sind meist mit Schleim aber auch mit Blut kontaminiert. TOSI-FlexiCheck vereint daher zwei unterschiedliche Anschmutzungen auf einem Prüfkörper: Einerseits die standardisierte Testanschmutzung mit Korrelation zu Blut und andererseits eine Polysaccharidmischung. FlexiCheck überprüft die Leistung der Maschine und der Reinigungschemie.

Zur Aufbereitung von Endoskopen werden Waschautomaten mit Einzelkanalanschluss empfohlen. FlexiCheck wird an dieses System angeschlossen und simuliert einen der Endoskopkanäle.

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertiger Test zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Endoskopwaschmaschinen
- Zwei separate Testanschmutzungen um die Ablösung von Blut und Polysacchariden zu testen
- Sofortiges Ergebnis durch visuelle Kontrolle
- FlexiCheck simuliert einen Endoskopkanal

Haltbarkeit: 18 Monate



POLYSACCHARID-
TESTANSCHMUTZUNG

BLUT-
TESTANSCHMUTZUNG

POLYSACCHARIDRESTE

TESTANSCHMUTZUNG
VOLLSTÄNDIG ERHALTEN

FIBRINRESTE



EINGESCHRÄNKTE SPÜL-
LEISTUNG ODER SCHLECHTE
WASSERQUALITÄT

BLOCKIERTE
EINzelKANALSPÜLUNG

EINGESCHRÄNKTE
FIBRINZERSETZUNG

Art.Nr.: TOSI® Flexi-Check
Prüfkörper - 04000-01
Edelstahlplättchen - 20240-25
25 Stück

